



DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

Anestezie a intenzivní péče





Obsah

Intubace a respirace	2
Dýchací okruhy a příslušenství	14
Kyslíkový program	24
Lokální anestezie	34
OptiFlo	38
Příslušenství k IV terapii	45
Odsávací katetry	49
EKG elektrody	55
Secco	59



Intubace a respirace

Laryngoskopy

Vzduchovody

Endotracheální trubice

Laryngeální masky

Respirační masky

Dýchací vaky



Laryngoskopy - sety



90.003.08.999-09.000

Laryngoskopický set McIntosh s LED světlem

set se dodává v kufříku, skládá se z rukojeti Ø 30 mm s LED světlem a tří různých velikostí lžic pro opakované použití

Název	Balení	Katalogové číslo
Set pro děti, rukojeť s bateriemi, lžice vel. 0, 1 a 2	1	90.003.08.999
Set pro dospělé, rukojeť s bateriemi, lžice vel. 2, 3 a 4	1	90.003.09.000

Laryngoskopický set McIntosh s xenonovým světlem

set se dodává v kufříku, skládá se z rukojeti Ø 30 mm s xenonovým světlem a tří různých velikostí lžic pro opakované použití

Název	Balení	Katalogové číslo
Set pro dospělé, rukojeť s bateriemi, lžice vel. 2, 3 a 4	1	90.003.10.000

Pro další typy setů kontaktujte svého obchodního zástupce.



Laryngoskopy - lžíce



90.003.96.999-97.004

Lžíce Miller

s integrovanou optikou, opakovaně použitelná

Název	Balení	Katalogové číslo
Lžíce Miller, velikost 00	1	90.003.96.999
Lžíce Miller, velikost 0	1	90.003.97.000
Lžíce Miller, velikost 1	1	90.003.97.001
Lžíce Miller, velikost 2	1	90.003.97.002
Lžíce Miller, velikost 3	1	90.003.97.003
Lžíce Miller, velikost 4	1	90.003.97.004

Lžíce Miller

s integrovanou optikou, jednozárová

Název	Balení	Katalogové číslo
Lžíce Miller, velikost 00	1	90.003.10.799
Lžíce Miller, velikost 0	1	90.003.10.800
Lžíce Miller, velikost 1	1	90.003.10.801
Lžíce Miller, velikost 2	1	90.003.10.802
Lžíce Miller, velikost 3	1	90.003.10.803
Lžíce Miller, velikost 4	1	90.003.10.804



Laryngoskopy - lžíce



90.003.10.030-040

Lžíce McCoy

s integrovanou optikou a flexibilním koncem, vhodná do všech typů rukojetí, opakovaně použitelná

Název	Balení	Katalogové číslo
Lžíce McCoy, velikost 3	1	90.003.10.030
Lžíce McCoy, velikost 4	1	90.003.10.040



90.003.10.080-500

Lžíce McIntosh

s integrovanou optikou, opakovaně použitelná

Název	Balení	Katalogové číslo
Lžíce McIntosh, velikost 0	1	90.003.10.080
Lžíce McIntosh, velikost 1	1	90.003.10.100
Lžíce McIntosh, velikost 2	1	90.003.10.200
Lžíce McIntosh, velikost 3	1	90.003.10.300
Lžíce McIntosh, velikost 4	1	90.003.10.400
Lžíce McIntosh, velikost 5	1	90.003.10.500



90.003.10.699-705

Lžíce McIntosh

s integrovanou optikou, jednorázová

Název	Balení	Katalogové číslo
Lžíce McIntosh, velikost 00	1	90.003.10.699
Lžíce McIntosh, velikost 0	1	90.003.10.700
Lžíce McIntosh, velikost 1	1	90.003.10.701
Lžíce McIntosh, velikost 2	1	90.003.10.702
Lžíce McIntosh, velikost 3	1	90.003.10.703
Lžíce McIntosh, velikost 4	1	90.003.10.704
Lžíce McIntosh, velikost 5	1	90.003.10.705



Laryngoskopy - rukojeti



90.003.09.670-660

Rukojeť s LED světlem, s bateriemi, opakovaně použitelná

Popis	Balení	Katalogové číslo
Ø 20 mm, pro novorozence	1	90.003.09.002
Ø 20 mm, pro děti	1	90.003.09.670
Ø 30 mm, pro dospělé	1	90.003.09.660
Ø 30 mm, pro dospělé, zkrácená	1	90.003.09.680



90.003.09.002

Rukojeť s bateriemi, jednorázová

Popis	Balení	Katalogové číslo
Ø 30 mm, LED světlo, pro dospělé, extra lehká	1	90.003.09.003
Ø 30 mm, xenonové světlo, pro dospělé	1	90.003.10.760




90.003.09.003

Náhradní LED světlo

Popis	Balení	Katalogové číslo
Náhradní kapsle s LED světlem	1	90.003.09.001



Endotracheální trubice - sterilní



44.000.09.060-090



44.000.10.035-100




44.000.11.020-080

Endotracheální trubice Magill s Murphyho okem

Vel.	S manžetou s vodičem	S manžetou bez vodiče	Bez manžety s vodičem	Balení
2,0	–		44.000.11.020	10/100
2,5	–		44.000.11.025	10/100
3,0	–		44.000.11.030	10/100
3,5	–	44.000.10.035	44.000.11.035	10/100
4,0	–	44.000.10.040	44.000.11.040	10/100
4,5	–	44.000.10.045	44.000.11.045	10/100
5,0	–	44.000.10.050	44.000.11.050	10/100
5,5	–	44.000.10.055	44.000.11.055	10/100
6,0	44.000.09.060	44.000.10.060	44.000.11.060	10/100
6,5	44.000.09.065	44.000.10.065	44.000.11.065	10/100
7,0	44.000.09.070	44.000.10.070	44.000.11.070	10/100
7,5	44.000.09.075	44.000.10.075	44.000.11.075	10/100
8,0	44.000.09.080	44.000.10.080	44.000.11.080	10/100
8,5	44.000.09.085	44.000.10.085	–	10/100
9,0	44.000.09.090	44.000.10.090	–	10/100
9,5	–	44.000.10.095	–	10/100
10,0	–	44.000.10.100	–	10/100

Vodiče pro endotracheální trubice jednotlivě balené, sterilní

Popis	Balení	Katalogové číslo
CH 06, pro ET trubice vel. 2-5,5	20	44.000.00.006
CH 10, pro ET trubice vel. 6-10	20	44.000.00.001
CH 12	20	44.000.00.012
CH 14	20	44.000.00.014



44.000.00.006



Endotracheální trubice - sterilní



44.000.30.035-100



44.000.20.035-100



44.000.21.020-050

Endotracheální trubice speciálně zahnuté / vyztužené s Murphyho okem

Vel.	Magill speciálně zahnutá s manžetou bez vodiče	Woodbridge vyztužená s manžetou s vodičem	Woodbridge vyztužená s manžetou bez vodiče	Balení
2,5	---		44.000.21.025	10/100
3,0	44.000.30.030		44.000.21.030	10/100
3,5	44.000.30.035	44.000.20.035	44.000.21.035	10/100
4,0	44.000.30.040	44.000.20.040	44.000.21.040	10/100
4,5	44.000.30.045	44.000.20.045	44.000.21.045	10/100
5,0	44.000.30.050	44.000.20.050	44.000.21.050	10/100
5,5	44.000.30.055	44.000.20.055	44.000.21.055	10/100
6,0	44.000.30.060	44.000.20.060	44.000.21.060	10/100
6,5	44.000.30.065	44.000.20.065	44.000.21.065	10/100
7,0	44.000.30.070	44.000.20.070	–	10/100
7,5	44.000.30.075	44.000.20.075	–	10/100
8,0	44.000.30.080	44.000.20.080	–	10/100
8,5	44.000.30.085	44.000.20.085	–	10/100
9,0	44.000.30.090	44.000.20.090	–	10/100
9,5	44.000.30.095	44.000.20.095	–	10/100
10,0	44.000.30.100	44.000.20.100	–	10/100
10,0	–	44.000.10.100	–	10/100

Vyztužené ET trubice Woodbridge.

Poznámka: Některé velikosti jsou v současnosti dostupné pouze bez vodiče. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.



Vzduchovody



73.890.00.000
73.900.00.000-500

Ústní vzduchovody - sterilní

vyrobené ze semitransparentního medicínského PVC, barevně odlišené, standardní pevnost, jednotlivě balené, sterilní

Popis	Sterilní	Balení	Katalogové číslo
Velikost 000, růžový	ano	25	73.890.00.000
Velikost 00, modrý	ano	25	73.900.00.000
Velikost 0, černý	ano	25	73.900.00.010
Velikost 1, bílý	ano	25	73.900.00.100
Velikost 2, zelený	ano	25	73.900.00.200
Velikost 3, žlutý	ano	25	73.900.00.300
Velikost 4, červený	ano	25	73.900.00.400
Velikost 5, oranžový	ano	25	73.900.00.500

Ústní vzduchovody - nesterilní

Popis	Sterilní	Balení	Katalogové číslo
Velikost 00, modrý	ne	10	73.800.90.000
Velikost 0, černý	ne	10	73.800.90.010
Velikost 1, bílý	ne	10	73.800.90.100
Velikost 2, zelený	ne	10	73.800.90.200
Velikost 3, žlutý	ne	10	73.800.90.300
Velikost 4, červený	ne	10	73.800.90.400
Velikost 5, oranžový	ne	10	73.800.90.500

Nosní vzduchovody - nesterilní

jednotlivě balené, jednorázové

Popis	Sterilní	Balení	Katalogové číslo
Velikost 6,0	ano	20	43.008.03.060
Velikost 6,5	ano	20	43.008.03.065
Velikost 7,0	ano	20	43.008.03.070
Velikost 7,5	ano	20	43.008.03.075
Velikost 8,0	ano	20	43.008.03.080
Velikost 8,5	ano	20	43.008.03.085



43.008.03.060-080



Laryngeální / Respirační masky - jednorázové



44.000.60.010-050

Laryngeální maska, sterilní

se silikonovou manžetou

Popis	Balení	Katalogové číslo
Velikost 1	50	44.000.60.010
Velikost 1,5	50	44.000.60.015
Velikost 2	50	44.000.60.020
Velikost 2,5	50	44.000.60.025
Velikost 3	50	44.000.60.030
Velikost 4	50	44.000.60.040
Velikost 5	50	44.000.60.050



51.480.00.000-006

Respirační maska Flex

s manžetou

Popis	Balení	Katalogové číslo
Velikost 0, novorozenec	50	51.480.00.000
Velikost 1, dítě	50	51.480.00.001
Velikost 2, dítě	50	51.480.00.002
Velikost 3, dospělý	50	51.480.00.003
Velikost 4, dospělý	50	51.480.00.004
Velikost 5, dospělý	50	51.480.00.005
Velikost 6, dospělý	50	51.480.00.006



51.481.00.001-005

Respirační maska ECOPlus

obličejová manžeta

Popis	Balení	Katalogové číslo
Velikost 1	50	51.481.00.001
Velikost 2	50	51.481.00.002
Velikost 3	50	51.481.00.003
Velikost 4	50	51.481.00.004
Velikost 5	50	51.481.00.005



Respirační masky - opakovaně použitelné, autoklárovatelné masky



51.500.00.030-060

Respirační maska, modrá

silikonová obličejová manžeta se vzduchovým polštářem

Popis	Balení	Katalogové číslo
Velikost 3	100	51.500.00.030
Velikost 4	100	51.500.00.040
Velikost 5	100	51.500.00.050
Velikost 6	100	51.500.00.060



51.500.00.010-012

Silikonová respirační maska

obličejová manžeta bez vzduchového polštáře, transparentní

Popis	Balení	Katalogové číslo
Velikost 3	120	51.500.00.010
Velikost 4	120	51.500.00.011
Velikost 5	120	51.500.00.012



51.500.00.000-002

Silikonová respirační maska kruhová

transparentní

Popis	Balení	Katalogové číslo
Velikost 0, novorozenec	1	51.500.00.000
Velikost 1, dítě	1	51.500.00.001
Velikost 2, dítě	1	51.500.00.002

Respirační maska

silikonová obličejová manžeta, průhledný skelet

Popis	Balení	Katalogové číslo
Velikost 3, dítě	1	51.500.00.003
Velikost 4, dítě/dospělý	1	51.500.00.004
Velikost 5, dospělý	1	51.500.00.005



Silikonové resuscitační sety



48.010.55.004

Resuscitační set - novorozenec/dítě/dospělý

včetně pop-off ventilu, 2 masek, hadice a rezervoáru, jednorázový

Popis	Balení	Katalogové číslo
Pro novorozence, masky 0 a 1	24	48.010.55.104
Pro dítě, masky 2 a 3	24	48.010.55.204
Pro dospělé, masky 4 a 5	24	48.010.55.004

Resuscitační set pro novorozence

včetně pop-off ventilu, 280 ml, pro opakované použití, autoklávovatelný

Popis	Balení	Katalogové číslo
Včetně masek 0 a 1	1	51.500.00.100
Včetně masek 0 a 1, s rezervoár vakem 600 ml	1	51.500.00.303
Dýchací vak 280 ml, samostatný	1	51.500.00.458



51.500.00.300

Resuscitační set pro děti

včetně pop-off ventilu, 550 ml, pro opakované použití, autoklávovatelný

Popis	Balení	Katalogové číslo
Včetně masek 2 a 3	1	51.500.00.200
Včetně masek 2 a 3, s rezervoár vakem 600 ml	1	51.500.00.302
Dýchací vak 550 ml, samostatný	1	51.500.00.454

Resuscitační set pro dospělé

bez pop-off ventilu, 1 700 ml, pro opakované použití, autoklávovatelný

Popis	Balení	Katalogové číslo
Včetně masek 4 a 5	1	51.500.00.300
Včetně masek 4 a 5, s rezervoár vakem 2 500 ml	1	51.500.00.301
Dýchací vak 1 700 ml, samostatný	1	51.500.00.452
Dýchací vak 1 700 ml, s pop-off ventilem, samostatný	1	51.500.00.453



Příslušenství, součásti

Popis	Balení	Katalogové číslo
Ventil pro rezervoár kyslíku	1	51.500.00.436
Dýchací vak 1 700 ml	24	51.500.00.452
Dýchací vak 1 700 ml, s pop-off ventilem	24	51.500.00.453
Dýchací vak 550 ml, pro dítě, s pop-off ventilem	24	51.500.00.454
Dýchací vak 280 ml, pro novorozence s pop-off ventilem	24	51.500.00.458
Adaptér PEEP ventilu, 22 mm	10	51.500.00.501
Pouzdro na resuscitátor pro dospělé	1	51.500.00.524
Pouzdro na resuscitátor pro děti	1	51.500.00.526
Vpustní ventil	1	51.500.00.528
Rezervoár vak 2 500 ml	1	51.500.00.538
Rezervoár vak 600 ml	1	51.500.00.540
Resuscitační ventil s integrovaným adaptérem PEEP ventilu a pop-off ventilem	50	51.500.00.404
PEEP ventil 2-10 cm H ₂ O, 30 mm vnitřní průměr	50	51.500.00.042
PEEP ventil 2-10 cm H ₂ O, 15 mm vnitřní průměr	50	51.500.00.043
PEEP ventil 5-20 cm H ₂ O, 30 mm vnitřní průměr	50	51.500.00.044
PEEP ventil 5-20 cm H ₂ O, 15 mm vnitřní průměr	50	51.500.00.045
Defibrilační elektrody	10 párů	19.000.00.700

V případě dalších individuálních požadavků na výrobky a sety ze sortimentu Intubace a respirace kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.



Dýchací okruhy a příslušenství

Dýchací okruhy

Bakteriální a virové filtry

Katetrové uzávěry

Příslušenství



Sety umělého dýchání



43.020.21.210

Dýchací okruhy s vrapovanou hadicí

respirační sestava jednoduchá

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.020.21.210	dospělý	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.921.18.006	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.020.16.703	dětský	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20



43.115.74.701

Respirační sestava s kondenzační nádobkou nádech/výdech

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.115.74.701	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.115.74.702	dětský	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	10



43.922.18.200

Dýchací okruhy s proměnlivou délkou

respirační sestava jednoduchá

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.922.18.200	dospělý	80 - 180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.922.30.002	dospělý	100 - 130 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.020.16.710	dětský	50 - 150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20



43.922.25.100

Respirační sestava s kondenzační nádobkou nádech/výdech

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.922.25.100	dospělý	90 - 250 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	10
43.912.15.100	dětský	50 - 150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20



Sety umělého dýchání



43.500.13.200



43.913.15.200



43.003.05.535

Dýchací okruhy s vrapovanou hadicí a hladkou vnitřní stěnou

respirační sestava jednoduchá

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.923.18.100	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.500.13.201	dospělý	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.500.13.200	dětský	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20

Respirační sestava s kondenzační nádobkou nádech/výdech

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.923.18.004	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20
43.913.15.200	dětský	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem	20

Dýchací okruhy hadice v hadici

respirační sestava InEx jednoduchá

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.003.05.535	dospělý	150 cm	spojka s CO ₂ portem	20
43.003.05.536	dospělý	200 cm	spojka s CO ₂ portem	20
43.003.05.534	dospělý	300 cm	spojka s CO ₂ portem	20
43.500.41.500	dětský	150cm	spojka s CO ₂ portem	15

Respirační sestava InEx s vnitřní hadicí

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.003.05.537	dospělý	150 cm	spojka s CO ₂ portem	15
43.003.05.538	dospělý	200 cm	spojka s CO ₂ portem	15
43.003.05.539	dospělý	300 cm	spojka s CO ₂ portem	10

Respirační sestava InEx

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.924.20.100	dospělý	200 cm	spojka s CO ₂ portem a bakteriálním a virovým filtrem	15
43.924.15.100	dospělý	150 cm	spojka s CO ₂ portem a bakteriálním a virovým filtrem	15
43.924.30.100	dospělý	300 cm	spojka s CO ₂ portem a bakteriálním a virovým filtrem	12



Sety umělého dýchání



43.921.18.100

Dýchací okruhy s vrapovanou hadicí

respirační set s dechovým vakem

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.921.18.100	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 2 l rez. vakem	20
43.911.15.100	dětský	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 1 l rez. vakem	20



43.921.18.200

Respirační sestava s kondenzační nádobkou nádech/výdech

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.921.18.200	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 2 l rez. vakem	10



43.922.25.200

Dýchací okruhy s proměnlivou délkou

respirační set s dechovým vakem

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.922.30.001	dospělý	100 - 130 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 2 l rez. vakem	20
43.020.16.711	dětský	50 - 150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 1 l rez. vakem	20

Respirační sestava s kondenzační nádobkou nádech/výdech

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.922.25.200	dospělý	90 - 250 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 2 l rez. vakem	20



Sety umělého dýchání



43.500.12.700

Dýchací okruhy s vrapovanou hadicí a hladkou vnitřní stěnou

respirační set s dechovým vakem

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.500.12.700	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 2 l rez. vakem	20
43.913.15.300	dětský	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 1 l rez. vakem	20

Respirační sestava s kondenzační nádobkou nádech/výdech

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.923.18.400	dospělý	180 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 2 l rez. vakem	20
43.913.15.400	dětský	120 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 1 l rez. vakem	15



43.562.00.011

Dýchací okruhy hadice v hadici

InEx set pro narkózu s dechovým vakem

Katalogové číslo	Typ	Délka	Sestava	Balení
43.562.00.011	dospělý	200 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 2 l rez. vakem	20
43.914.15.200	dětský	150 cm	Y - spojka s CO ₂ portem a 1 l rez. vakem	15

Sety umělého dýchání na míru jsou k dispozici na vyžádání.



Bakteriální a virové filtry



43.009.05.096



43.009.07.080



43.009.05.708



43.009.07.040



43.009.06.130



43.009.05.705



43.009.05.706



43.009.05.703



43.009.05.704

Bakteriální a virový filtr

Popis	Kat. č.	Sterilní	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.05.096	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dětský	43.009.07.055	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.07.080	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.05.097	ano	

Bakteriální a virový filtr – HME

Popis	Kat. č.	Sterilní	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.05.708	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.06.020	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.06.120	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.07.040	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dětský, s ohybem	43.009.06.130	ne	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.05.707	ano	
Kulatý, CO ₂ port, dospělý	43.009.06.121	ano	

Umělý nos/zvlhčovač – HME

Popis	Kat. č.	Sterilní	
Typ 301, dospělý	43.009.05.705	ne	
Typ 302, dospělý	43.009.05.706	ne	
Typ 303, dospělý, Airbridge	43.009.05.703	ano	
Zvlhčovač typ 4, novorozenecký	43.009.05.704	ne	



	Typ filtrace	Váha	Přívodní objem [ml]	Mrtvý prostor	Účinnost % (B/V)	Výdej vlhkosti (MG)	Balení
	elektrostatický	29	300-1500	45	99,999 / 99,999	žádný	50
	mechanický/elekt.	13	50-900	31	99,9	žádný	50
	HEPA mechanický/elekt.	40	200-1500	71	99,9999 / 99,9999	žádný	50
	elektrostatický	29	300-1500	45	99,999 / 99,999	žádný	50

	Typ filtrace	Váha	Přívodní objem [ml]	Mrtvý prostor	Účinnost % (B/V)	Výdej vlhkosti (MG)	Balení
	elektrostatický	29	300-1500	45	99,999 / 99,999	VT 1000 ml = 32,4	50
	mechanický/elekt.	34	150-1500	75	99,999 / 99,999	VT 1000 ml = 32,5	50
	mechanický/elekt.	14	50-900	28	99,99 / 99,99	VT 250 ml = 31,8	50
	HEPA mechanický/elekt.	41	150-1500	63	99,9999 / 99,9999	VT 1000 ml = 32,5	50
	mechanický/elekt.	14	50-900	28	99,99 / 99,99	VT 250 ml = 31,8	50
	elektrostatický	29	300-1500	45	99,999 / 99,999	VT 1000 ml = 32,4	50
	mechanický/elekt.	14	50-900	28	99,99 / 99,99	VT 250 ml = 31,8	50

		Váha	Přívodní objem [ml]			Výdej vlhkosti (MG)	Balení
		5	50-1000			VT 1000 ml = 15,5	50
		5	50-1000			VT 1000 ml = 15,5	50
		3,5	200-1200			VT 1000 ml = 16,5	50
		2,5	5-100			VT 22 ml = 8,0	50



Příslušenství



13.100.01.004

Y spojka

Typ	Velikost	Kat. č.	Balení
Jednoduchá paralelní dospělá	22M/15F-22M-22M	13.100.01.004	25
Jednoduchá Y dospělá	22M/15F-22M-22M	13.100.01.001	25
Jednoduchá otočná dospělá	22M/15F-22M-22M	13.100.01.006	25



13.200.01.002

L spojka

Typ	Velikost	Kat. č.	Balení
Jednoduchá dospělá/dětská	15M-22M/15F	13.200.01.001	25
S CO2 portem dospělá/dětská	15M-22M/15F	13.200.01.002	25
Otočná dospělá/dětská	15M-22M/15F	13.200.01.003	25
S portem pro broncho-skop dospělá/dětská	15M-22M/15F	13.200.01.004	25



13.400.03.013

T spojka

Typ	Velikost	Kat. č.	Balení
Jednoduchá	22M/15F-22M/15F-22M/15F	13.400.03.001	25
Jednoduchá	22F-22M/15F-22M/15F	13.400.03.002	25
Jednoduchá	22F-22M-22M/15F	13.400.03.005	25
Jednoduchá	22M-22M/15F-22M	13.400.03.006	25
S portem na měření teploty	22M/15F-22M/15F-22M/15F	13.400.03.007	25
S portem na měření tlaku	22M/15F-22M/15F-22M/15F	13.400.03.013	25
S portem na měření tlaku	22F-22F-22M/15F	13.400.03.016	25



Příslušenství



13.400.02.016

Spojka

Typ	Velikost	Kat. č.	Balení
Jednoduchá	15M-22M/18F	13.400.01.001	25
Jednoduchá	15M-15M	13.400.01.004	25
Jednoduchá	15M-22F	13.400.01.002	25
Jednoduchá	22M-22F	13.400.01.005	25
Jednoduchá	22M-22M/15F	13.400.01.006	25
Jednoduchá dlouhá	22F-22F	13.400.02.002	25
S tlakovým portem	22M-22M	13.400.02.016	25
S tlakovým portem	22F-22M	13.400.02.018	25
S tlakovým portem	15F-15M	13.400.02.020	25



13.300.01.001

Nádobka na jímání kondenzátu

s jednosměrným ventilem

Typ	Katalogové číslo	Balení
Dospělá	13.300.01.001	25
Dětská	13.300.02.002	25



13.600.00.200

Dýchací vak neoprénový

Typ	Katalogové číslo	Balení
0,5 l	13.600.00.050	25
1,0 l	13.600.00.100	25
2,0 l	13.600.00.200	25
3,0 l	13.600.00.300	25



Příslušenství



13.503.00.015



13.505.00.015



13.506.00.015

Flex spojka

Typ	Velikost , Délka	Kat. č.	Balení
S otočným portem pro bronchoskop	15M, 5 cm	13.503.00.005	25
S otočným portem pro bronchoskop	15M, 10 cm	13.503.00.010	25
S otočným portem pro bronchoskop	15M, 15 cm	13.503.00.015	25
S otočným portem pro bronchoskop	15M, 20 cm	13.503.00.020	25
S otočným portem pro bronchoskop	22F, 5 cm	13.504.00.005	25
S otočným portem pro bronchoskop	22F, 10 cm	13.504.00.010	25
S otočným portem pro bronchoskop	22F, 15 cm	13.504.00.015	25
S otočným portem pro bronchoskop	22F, 20 cm	13.504.00.020	25
S tlakovým portem	15F-15M	13.400.02.020	25
Rovná	15F-22F, 5 cm	13.501.00.005	25
Rovná	15F-22F, 10 cm	13.501.00.010	25
Rovná	15F-22F, 15 cm	13.501.00.015	25
Rovná	15F-22F, 20 cm	13.501.00.020	25
Rovná	15M-15F, 5 cm	13.502.00.005	25
Rovná	15M-15F, 15 cm	13.502.00.015	25
Rovná	15M-15F, 20 cm	13.502.00.020	25
Rovná	15M-15F, 30 cm	13.502.00.030	25

Flex spojka s proměnlivou délkou

Typ	Velikost , Délka	Kat. č.	Balení
S otočným portem pro bronchoskop	15M, 15 cm	13.506.00.015	25
S otočným portem pro bronchoskop	15M, 20 cm	13.506.00.020	25
Rovná	15M-15F, 15 cm	13.505.00.015	25
Rovná	15M-15F, 20 cm	13.505.00.020	25



Kyslíkový program

Kyslíkové brýle

Kyslíkové masky

Nebulizátor

Spojovací hadice



Kyslíkové brýle a masky



01.000.01.751

Kyslíkové brýle rovné s měkkým zakončením

420 cm přívodní hadice

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělé	50	01.000.00.319

Kyslíkové brýle rovné se zahnutým zakončením

210 cm přívodní hadice

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělé	50	01.000.01.751

Kyslíkové brýle rovné s měkkým zakončením

210 cm přívodní hadice

Popis	Balení	Kat.č.
Novorozenecké	50	01.000.01.601
Dětské	50	01.000.01.602
Dospělé	50	01.000.01.750

Kyslíková maska aerosolová

bez přívodní hadice

Popis	Balení	Kat.č.
Dětská	50	01.000.01.121
Dospělá	50	01.000.01.120

Kyslíková maska

bez přívodní hadice

Popis	Balení	Kat.č.
Novorozenecká	50	01.000.08.113
Dospělá	50	01.000.08.115

Kyslíková maska

210 cm přívodní hadice

Popis	Sterilní	Balení	Kat.č.
Dětská	ne	50	01.000.01.122
Dospělá	ne	50	01.000.08.110
Dospělá	ano	50	01.100.08.110



01.000.01.120



01.000.08.115



01.100.08.110



Kyslíkové masky - Vyšší koncentrace a Tracheostomické



01.000.08.130

Kyslíková maska s vyšší koncentrací

210 cm přívodní hadice, rezervoár vak,
dvoustranný ventil (bez zpětného dýchání)

Popis	Balení	Kat.č.
Dětská	50	01.000.08.131
Dospělá	50	01.000.08.130

Kyslíková maska s vyšší koncentrací

210 cm přívodní hadice, rezervoár vak,
dvoustranný ventil (se zpětným dýcháním)

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělá	50	01.000.08.132



01.000.01.116

Celoobličejová kyslíková maska

6 mm/22 mm kyslíkový konektor

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělá, 6 mm konektor	50	01.000.01.116
Dospělá, 22 mm konektor	50	01.000.01.117



01.000.01.118

Tracheostomická kyslíková maska

6 mm kyslíkový konektor

Popis	Balení	Kat.č.
Dětská/Dospělá	50	01.000.01.118



01.000.01.119

Tracheostomická kyslíková maska

22 mm kyslíkový konektor

Popis	Balení	Kat.č.
Dětská/Dospělá	50	01.000.01.119



Nebulizátory - Do ventilačních okruhů, velikost částic aerosolu 5 – 10 mm



01.000.08.753

Nebulizátor set

210 cm přívodní hadice, nebulizátor 6 ml, bezpečnostní závit a trychtýř

Popis	Balení	Kat.č.
Dětský	50	01.000.08.752
Dospělý	50	01.000.08.753



01.000.08.853

Nebulizátor set

210 cm přívodní hadice, nebulizátor 6 ml, dva standardní konektory

Popis	Balení	Kat.č.
Dětský	50	01.000.08.852
Dospělý	50	01.000.08.853



01.000.08.900

Nebulizátor T-součást

Ústní T-součást, 210 cm přívodní hadice, nebulizátor 6 ml, dva standardní konektory, zakončení trychtýř - trychtýř

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	50	01.000.08.900



Nebulizátory



01.000.08.901

Nebulizátor set s T-konektorem

T-ústní součást, 15 cm ohebná hadice, 210 cm přívodní hadice se standardním a univerzálním konektorem, nebulizátor 6 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	50	01.000.08.901



01.000.08.903

Nebulizátor set s T-konektorem

Vhodný pro zapojení do dýchacího okruhu, T-konektor 22M/15F s jednostranným ventilem, 210 cm přívodní hadice se standardním a univerzálním konektorem, nebulizátor 6 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	100	01.000.08.903



01.000.08.904

Systém pro nebulizační terapii

Vhodný pro zapojení do dýchacího okruhu, T-konektor 22F-22M/15F s jednostranným ventilem, 210 cm přívodní hadice se standardním a univerzálním konektorem, nebulizátor 6 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	100	01.000.08.904

Nebulizátor set s T-konektorem

T-ústní součást, 210 cm přívodní hadice se standardním konektorem na obou stranách, nebulizátor 20 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	50	01.000.08.910
Dospělý, s 15 cm ohebnou hadicí	50	01.000.08.915

Nebulizátor set s T-konektorem

T-ústní součást, nebulizátor 20 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	50	01.000.08.914



Nebulizátory



01.000.09.100

Systém pro nebulizační terapii

Vhodný pro zapojení do dýchacího okruhu, T-konektor 22F-22M/15F s jednostranným ventilem, 210 cm přívodní hadice se dvěma univerzálními konektory, nebulizátor 6 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	50	01.000.08.905

Uzavřený systém pro nebulizační terapii

Ústní součást, Y-konektor s expiračním ventilem, filtr a dýchací ventil s T-konektorem, 210 cm přívodní hadice se dvěma univerzálními konektory, nebulizátor 6 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý (uzavřený systém)	50	01.000.09.100



01.000.08.924

Nebulizační systém (aerosolový)

S maskou a přívodní hadicí 210 cm se standardním a univerzálním konektorem, nebulizátor 20 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dětský	50	01.000.08.921
Dospělý	50	01.000.08.924

Nebulizační systém (aerosolový)

S maskou a přívodní hadicí 210 cm se dvěma standardními konektory, nebulizátor 20 ml

Popis	Balení	Kat.č.
Dospělý	50	01.000.08.925



Kyslíkové katetry



07.061.08.100



07.061.08.110

Kyslíkový katetr

Distální oko, fixní stlačení, M konektor, 40 cm

Popis	Balení	Kat.č.
CH 08	600	07.061.08.100
CH 10	600	07.061.10.100
CH 12	600	07.061.12.100
CH 14	600	07.061.14.100

Distální oko, fixní stlačení, F konektor, 40 cm

Popis	Balení	Kat.č.
CH 08	600	07.061.08.110
CH 10	600	07.061.10.110
CH 12	600	07.061.12.110
CH 14	600	07.061.14.110

Distální oko, laterální oči, atraumatické otevírání, volné stlačení, M konektor, 40 cm

Popis	Balení	Kat.č.
CH 08	600	07.061.08.200
CH 10	600	07.061.10.200
CH 12	600	07.061.12.200
CH 14	600	07.061.14.200

Distální oko, čtyři laterální oči, bez stlačení, M konektor, 40 cm

Popis	Balení	Kat.č.
CH 10	600	07.059.10.250
CH 12	600	07.059.12.250

Distální oko, čtyři laterální oči, volné stlačení, F konektor, 220 cm

Popis	Balení	Kat.č.
CH 14	150	07.061.14.220



Kyslíkové spojovací hadice



01.000.02.002

Kyslíková spojovací hadice

210 cm, dva standardní konektory (trychtýř – trychtýř)

Sterilní	Balení	Kat.č.
Ne	50	01.000.02.002
Ano	50	01.000.02.003

Kyslíková spojovací hadice

210 cm, standardní a univerzální konektor (trychtýř – závit)

Sterilní	Balení	Kat.č.
Ne	50	01.000.02.099



01.000.02.014

Kyslíková spojovací hadice


426 cm, zelená, dva standardní konektory (trychtýř – trychtýř)

Sterilní	Balení	Kat.č.
Ne	50	01.000.02.014

Kyslíková spojovací hadice

CH16, 200 cm, zelená, trychtýř / volný konec

Sterilní	Balení	Kat.č.
Ano	50	07.062.16.110



07.062.14.111

Kyslíková spojovací hadice pro umělý nos typ 301 a 302

CH14, 200 cm, zelená, trychtýř / drénová spojka

Sterilní	Balení	Kat.č.
Ano	50	07.062.14.111



Kyslíkové spojovací hadice



07.062.00.080

Kyslíková spojovací hadice

Zelená, spojení trychtýř – trychtýř, 180 cm

	Velikost	Sterilní	Balení	Kat.č.
	CH 14	ano	50	07.062.00.080
	CH 16	ano	50	07.062.16.180

Kyslíková spojovací hadice

Zelená, spojení trychtýř – trychtýř, 200 cm

	Velikost	Sterilní	Balení	Kat.č.
	CH 16	ano	50	07.062.16.200



07.062.00.081

Kyslíková spojovací hadice

Zelená, modrý latexový konektor na obou stranách, 180 cm

	Velikost	Sterilní	Balení	Kat.č.
	CH 16	ano	50	07.062.00.081

Kyslíková spojovací hadice

Zelená, volný konec/volný konec, 200 cm

	Velikost	Sterilní	Balení	Kat.č.
	CH 24	ano	25	07.062.00.200

Přívodní kyslíková odsávací hadice „Bubble“ pro umělý nos typ 301 a 302

Zelená, vnitřní průměr 3,3 mm, role 30 m

	Velikost	Sterilní	Balení	Kat.č.
	CH 10	ano	1	40.000.90.300



40.000.90.300



Jednotlivé součásti



13.400.04.000

Nebulizační komora

Popis	Balení	Kat.č.
6 ml, 18M	50	13.400.04.000
20 ml, 18M	25	13.400.04.006



13.400.04.006

Náustek

Dětský/Dospělý Typ 22M/15F

Popis	Balení	Kat.č.
Typ 22M/15F	25	13.400.04.002



13.400.04.002

Náustek

Dětský/Dospělý Typ 22F

Popis	Balení	Kat.č.
Typ 22F	25	13.400.04.003



13.400.04.003



Lokální anestezie


Spinální anestezie

Epidurální anestezie




Spinální jehly


- jemný, třikrát lomený Quinckeho hrot se zvláště hladkou plochou zajišťuje minimální punkční trauma
- transparentní konec ke včasnému rozpoznání úspěšnosti punkce
- barevné rozlišení
- přesné velikosti mandrénu
- Luer-lock konektor
- použití: punkce spinálního prostoru (anestezie, perimyelografie), punkce s aplikací farmak do kyčelních kloubů, amniocentéza atd.



Quinckeho hrot



76.111.22.120



76.111.26.020

Barva	Kat. Číslo	Průměr / G	Délka	Balení
Pink	76.111.18.030	18	76 mm	25
Pink	76.111.18.035	18	89 mm	25
Orange	76.111.19.030	19	76 mm	25
Orange	76.111.19.035	19	89 mm	25
Yellow	76.111.20.016	20	38 mm	25
Yellow	76.111.20.030	20	76 mm	25
Yellow	76.111.20.035	20	89 mm	25
Green	76.111.21.030	21	76 mm	25
Green	76.111.21.035	21	89 mm	25
Black	76.111.22.015	22	38 mm	25
	76.111.22.030	22	76 mm	25
	76.111.22.035	22	89 mm	25
	76.111.22.120	22	120 mm	25
Blue	76.111.23.035	23	89 mm	25
Orange	76.111.25.030	25	76 mm	25
Orange	76.111.25.035	25	89 mm	25
Orange	76.111.25.036	25 + zavaděč	89 mm	25
Orange	76.111.25.120	25 + zavaděč	120 mm	25
Brown	76.111.26.020	26 + zavaděč	89 mm	25
Grey	76.111.27.035	27 + zavaděč	89 mm	25
Grey	76.111.27.120	27 + zavaděč	120 mm	25




Naše jehly Pencil point nabízí všechny výhody atraumatické spinální jehly v jednom

Použitím atraumatické jehly značnou měrou omezíte:

- postspinální bolesti hlavy
- postspinální bolesti zad
- neurologické poškození
- nevolnost a zvracení

Díky speciálnímu výrobnímu procesu naše kanyly Pencil point disponují rychlejším zpětným tokem, aby neprodleně indikovaly úspěšnou kanylaci. S Luer-lock konektorem.



Sprotte Pencil-Point hrot



76.222.24.120

Barva	Kat. Číslo	Průměr / G	Délka	Zaváděcí jehla	Balení
Černá	76.222.22.035	22	89 mm	není	25
	76.222.22.036	22	89 mm	ano	25
	76.222.22.120	22	120 mm	není	25
Fialová	76.222.24.035	24	89 mm	ano	25
	76.222.24.120	24	120 mm	ano	25
Oranžová	76.222.25.035	25	89 mm	ano	25
	76.222.25.036	25	89 mm	ano s křídélky	25
	76.222.25.103	25	103 mm	ano	25
	76.222.25.120	25	120 mm	ano	25
Hnědá	76.222.26.035	26	89 mm	ano	25
	76.222.26.120	26	120 mm	ano	25
Šedá	76.222.27.035	27	89 mm	ano	25
	76.222.27.120	27	120 mm	ano	25
Červená	76.222.29.035	29	89 mm	ano	25



Epidurální set



76.260.44.600

- epidurální katetr s RTG kontrastním proužkem, na konci uzavřený, s boční atraumatickou perforací
- vnější průměr 0,9 mm, délka 90 cm
- výrazné označení na 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 a 20 cm
- zakončení luer-lock
- Tuohy jehla s průhlednou luer-lock přípojkou, s mandrémem, 90 mm
- mikrobiální filtr 0,2 mm, luer-lock

Katalogové číslo	Velikost	Balení
76.260.44.600	16 G	10
76.260.44.700	17 G	10
76.260.44.800	18 G	10

Příslušenství

Katalogové číslo	Název	Balení
76.260.10.200	Epidurální filtr plochý	25
76.260.31.800	Epidurální katetr 20G s adaptérem	10



OptiFlo

Nová generace uzavřených odsávacích systémů



OptiFlo 48 - Uzavřený odsávací systém - Doba použití - 48 hodin



43.004.61.140

OptiFlo pro děti, DEHP-free, Y konektor

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.60.050	CH 05	31 cm	10
	43.004.60.060	CH 06	31 cm	10
	43.004.60.070	CH 07	31 cm	10
	43.004.60.080	CH 08	31 cm	10

OptiFlo pro děti, DEHP-free, kolínko

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.60.055	CH 05	31 cm	10
	43.004.60.065	CH 06	31 cm	10
	43.004.60.075	CH 07	31 cm	10
	43.004.60.085	CH 08	54 cm	10

OptiFlo endotracheální

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.60.100	CH 10	54 cm	10
	43.004.60.120	CH 12	54 cm	10
	43.004.60.140	CH 14	54 cm	10
	43.004.60.160	CH 16	54 cm	10
	43.004.60.180	CH 18	54 cm	10

OptiFlo se zahnutou špičkou

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.61.120	CH 12	54 cm	10
	43.004.61.140	CH 14	54 cm	10
	43.004.61.160	CH 16	54 cm	10



43.004.60.140

OptiFlo prodloužený

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.66.120	CH 12	60 cm	10
	43.004.66.140	CH 14	60 cm	10
	43.004.66.160	CH 16	60 cm	10

OptiFlo tracheostomický

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.60.121	CH 12	34 cm	10
	43.004.60.141	CH 14	34 cm	10
	43.004.60.161	CH 16	34 cm	10



OptiFlo 72 - Uzavřený odsávací systém - Doba použití - 72 hodin



43.004.59.050



43.004.59.160

OptiFlo pro děti, DEHP-free

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
Yellow	43.004.59.050	CH 05	31 cm	10
Green	43.004.59.060	CH 06	31 cm	10
Pink	43.004.59.070	CH 07	31 cm	10
Dark Blue	43.004.59.080	CH 08	31 cm	10

OptiFlo endotracheální

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
Black	43.004.59.100	CH 10	54 cm	10
White	43.004.59.120	CH 12	54 cm	10
Green	43.004.59.140	CH 14	54 cm	10
Orange	43.004.59.160	CH 16	54 cm	10

OptiFlo prodloužený

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
White	43.004.59.122	CH 12	60 cm	10
Green	43.004.59.142	CH 14	60 cm	10
Orange	43.004.59.162	CH 16	60 cm	10


OptiFlo tracheostomický

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
White	43.004.59.121	CH 12	34 cm	10
Green	43.004.59.141	CH 14	34 cm	10
Orange	43.004.59.161	CH 16	34 cm	10

OptiFlo 72 SafeClean - s uzavíratelnou proplachovou komorou



43.004.57.140



43.004.57.141

OptiFlo 72 Safeclean, endotracheální

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
Black	43.004.57.100	10 CH	56 cm	10
White	43.004.57.120	12 CH	56 cm	10
Green	43.004.57.140	14 CH	56 cm	10
Orange	43.004.57.160	16 CH	56 cm	10

OptiFlo 72 Safeclean, tracheostomický

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
White	43.004.57.121	12 CH	36 cm	10
Green	43.004.57.141	14 CH	36 cm	10
Orange	43.004.57.161	16 CH	36 cm	10



OptiFlo 168 - Multilink



Uzamykatelná proplachová komora



Atraumatický konec katétru



Průhledná kontrolní trubice



Aplikační port

Jeden systém pro mnoho indikací

OptiFlo pro dospělé, napojení na endotracheální trubici, DEHP-free

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.56.100	CH 10	59 cm	5 ks
	43.004.56.120	CH 12	59 cm	5 ks
	43.004.56.140	CH 14	59 cm	5 ks
	43.004.56.160	CH 16	59 cm	5 ks

OptiFlo pro dospělé, prodloužený, DEHP-free, endotracheální

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.56.142	CH 14	65 cm	5 ks
	43.004.56.162	CH 16	65 cm	5 ks

OptiFlo pro dospělé, prodloužený, DEHP-free, tracheostomický

Barva	Kat. Číslo	Velikost	Délka	Balení
	43.004.56.121	CH 12	39 cm	5 ks
	43.004.56.141	CH 14	39 cm	5 ks
	43.004.56.161	CH 16	39 cm	5 ks

OptiFlo Surfactant



Katétr pro bezpečnou aplikaci surfaktantu. Systém byl navržen tak, aby zůstal uzavřený i během zavádění jednou osobou. Úroveň O₂ a PEEP je během aplikace udržována.

Poskytuje všechny výhody uzavřeného odsávacího systému.

Katalogové číslo	Velikost	Délka	Balení
43.004.60.000	CH 05	31 cm	10

43.004.60.000

Uzavřený odsávací systém

Uzavřené odsávací systémy jsou považovány za standardní metodu endotracheálního odsávání v intenzivní péči.

Mezi indikace patří:

- FiO₂ > 0,5
- PEEP > 6 mbar
- Ventilace při vnitřním PEEP (autoPEEP)
- Open Lung Concept
- Pacienti s problematickými infekcemi (MRSA, HIV, Tb)
- Prevence přenosu infekce
- Imunosupresivní léčba pacientů
- Doba ventilace > 48 hodin
- Nestabilní cirkulace
- SHT – nárůst intrakraniálního tlaku
- Akutní edém plic
- ARDS
- Pozice těla (na břiše)



43.004.60.000

OptiFlo 48 a OptiFlo 72

Uzavřený odsávací systém

Průhledná trubice

Slouží ke kontrole odsávaného sekretu.



Atraumatická špička katétru

Snižuje riziko poranění sliznice během zavádění.



Dvojitý otočný konektor

Optimálním nastavením úhlu konektoru se snižuje namáhání endotracheální nebo tracheostomické kanyly.




Odsávací ventil

Odsávací ventil lze uzavřít otočením proti nechtěnému odsávání.



Aplikační port

Je určen k aplikaci inhalační terapie během ventilace.



Příslušenství



13.502.00.015

Flex spojka – rovná, 15 M – 15 F

Katalogové číslo	Délka	Balení
13.502.00.005	5 cm	25
13.502.00.010	10 cm	25
13.502.00.015	15 cm	25



13.505.22.011

Flex spojka – s proměnlivou délkou, 15 M – 15 F

Katalogové číslo	Délka	Balení
13.505.00.015	15 cm	25
13.505.00.020	20 cm	25



43.004.70.110

Proplachový roztok

Katalogové číslo	Objem	Balení
43.004.70.110	15 ml	144

Set pro odběr tracheálního sekretu, sterilní

Katalogové číslo	Konektory	Balení
07.098.00.000	trychtýř/fingertip	60
07.098.00.003	trychtýř/konektor	60

Nádobka pro odběr tracheálního sekretu, sterilní

Katalogové číslo	Balení
07.098.00.001	60/180



07.098.00.003

Bifurkační spojovací set k OptiFlo pro zdvojené odsávání

Katalogové číslo	Objem	Balení
05.000.22.657	fingertip/2 svorky	30



05.000.22.657



Příslušenství k IV terapii



Fixace IV kanyl



70.700.41.071



70.700.41.072

Fixace IV kanyl


- ke krytí periferních I.V. kanyl
- prodyšné
- dobrá kožní snášenlivost
- snadná a rychlá manipulace

D-Fix – transparentní


- transparentní
- semipermeabilní
- 6 x 9 cm
- balení 100/3000 ks

D-Fix – netkaná textilie

- netkaný textil
- 6 x 9 cm
- polštářek 2 x 2,2 cm
- balení 100/3000 ks



812009



812010

7D-Fix – kombinace netkaná textilie/PUR folie

- transparentní, semipermeabilní
- 2 proužky k přichycení hadičky
- štítek pro identifikaci pacienta
- doba použití 7 dní
- balení 100/1800 ks

Katalogové číslo	Název	Balení
70.700.41.071	D-Fix – transparentní	100/3000
70.700.41.072	D-Fix – netkaná textilie	100/3000
812009	7D-Fix 7,2 x 9 cm	100/1800
812010	7D-Fix 9 x 11,6 cm	100/1800




Uzávěry a spojky




71.004.00.201

Katalogové číslo	Název	Balení
71.004.00.201	Dvojitý trn malý	100/1200



39.000.00.223

Katalogové číslo	Název	Balení
39.000.00.212	IN - uzávěr	200/2000
39.000.00.223	LL - červený uzávěr	200/2000
39.000.00.224	LL - modrý uzávěr	200/2000



36.000.01.011

Katalogové číslo	Název	Balení
56.000.00.005	Univerzální svorka	40/600
36.000.01.011	Univerzální peán svorka	40/400



Bezjehlový konektor



NFC-001



NFC-002



NFC-004

Bezjehlový konektor

- vytváří uzavřený systém cévních vstupů
 - pro aplikaci roztoků a léčiv
 - chrání pacienty a personál před rizikem vzájemného infikování
 - kompatibilní s luer - lock koncovkou
 - DEHP free, PVC free (verze NFC-001 bez prodluž. hadičky), vyrobeno z PC a silikonu
-
- Počet aplikací: 200
 - Doba použití: 7 dnů
 - Mrtvý prostor: 0,06ml
 - Průtok: 500ml / min (při 1 psi)

Desinfekční uzávěr i.v. vstupů

- obsahuje 70% isopropyl alkohol
- chrání vstupy v čase mimo aplikaci
- 10 ks snímatelných z aluminiového pásku

Katalogové číslo	Popis	Balení
NFC - 001	Bezjehlový konektor	100/2000 ks
NFC - 002	Bezjehlový konektor s prodlužovací i.v. hadičkou 15 cm	40/320 ks
NFC - 004	Desinfekční uzávěr i.v. vstupů, 10 ks na pásku	250 ks (25 x 10ks)




Odsávací katetry



07.089.10.261

Odsávací katetr 28 cm tracheostomický, měkčené PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.089.08.261	8 CH	100/600
07.089.10.261	10 CH	100/600
07.089.12.261	12 CH	100/600
07.089.14.261	14 CH	100/600
07.089.16.261	16 CH	100/600



07.086.16.242

Odsávací katetr 30 cm tracheostomický s fingertipem, měkčené PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.086.12.242	12 CH	100/600
07.086.14.242	14 CH	100/600
07.086.16.242	16 CH	100/600



07.084.14.131

Odsávací katetr 50 cm, měkčené PVC, centrální otvor

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.084.06.131	6 CH	100/600
07.084.08.131	8 CH	100/600
07.084.10.131	10 CH	100/600
07.084.12.131	12 CH	100/600
07.084.14.131	14 CH	100/600
07.084.16.131	16 CH	100/600
07.084.18.131	18 CH	100/600



Odsávací katetr 50 cm, měkčené PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.086.08.231	8 CH	100/600
07.086.10.231	10 CH	100/600
07.086.12.231	12 CH	100/600
07.086.14.231	14 CH	100/600
07.086.16.231	16 CH	100/600
07.086.18.231	18 CH	100/600
07.086.20.231	20 CH	100/600



07.086.14.231

Odsávací katetr 50 cm zahnutý, měkčené PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.076.08.431	8 CH	100/600
07.076.10.431	10 CH	100/600
07.076.12.431	12 CH	100/600
07.076.14.431	14 CH	100/600
07.076.16.431	16 CH	100/600
07.076.18.431	18 CH	100/600



07.076.14.431

Odsávací katetr 60 cm, měkčené PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.085.06.211	6 CH	100/600
07.085.08.211	8 CH	100/600
07.085.10.211	10 CH	100/600
07.085.12.211	12 CH	100/600
07.085.14.211	14 CH	100/600
07.085.16.211	16 CH	100/600
07.085.18.211	18 CH	100/600



Odsávací katetr 60 cm zahnutý, měkčené PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.087.10.411	10 CH	100/600
07.087.12.411	12 CH	100/600
07.087.14.411	14 CH	100/600
07.087.16.411	16 CH	100/600
07.087.18.411	18 CH	100/600

Odsávací katetr 50 cm, standardní PVC, centrální otvor

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.083.06.130	6 CH	100/600
07.083.08.130	8 CH	100/600
07.083.10.130	10 CH	100/600
07.083.12.130	12 CH	100/600
07.083.14.130	14 CH	100/600
07.083.16.130	16 CH	100/600
07.083.18.130	18 CH	100/600

Odsávací katetr 50 cm, standardní PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.078.06.230	6 CH	100/600
07.078.08.230	8 CH	100/600
07.078.10.230	10 CH	100/600
07.078.12.230	12 CH	100/600
07.078.14.230	14 CH	100/600
07.078.16.230	16 CH	100/600
07.078.18.230	18 CH	100/600
07.078.20.230	20 CH	100/300



07.076.14.431



07.083.14.130



07.078.14.230



07.078.14.235

Odsávací katetr 50 cm, balení 800 ks standardní PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.078.06.235	6 CH	100/800
07.078.08.235	8 CH	100/800
07.078.10.235	10 CH	100/800
07.078.12.235	12 CH	100/800
07.078.14.235	14 CH	100/800
07.078.16.235	16 CH	100/800
07.078.18.235	18 CH	100/800



07.010.08.143

Odsávací katetr 50 cm, standardní PVC, centrální a dva boční otvory, oválné zakončení

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.010.06.143	6 CH	100/600
07.010.08.143	8 CH	100/600



07.075.14.238

Odsávací katetr 50 cm s fingertipem, standardní PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.075.06.238	6 CH	100/600
07.075.08.238	8 CH	100/600
07.075.10.238	10 CH	100/600
07.075.12.238	12 CH	100/600
07.075.14.238	14 CH	100/600
07.075.16.238	16 CH	100/600
07.075.18.238	18 CH	100/600



07.083.14.130

Odsávací katetr 60 cm, standardní PVC, centrální otvor

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.081.06.110	6 CH	100/600
07.081.08.110	8 CH	100/600
07.081.10.110	10 CH	100/600
07.081.12.110	12 CH	100/600
07.081.14.110	14 CH	100/600
07.081.16.110	16 CH	100/600
07.081.18.110	18 CH	100/600



07.079.06.210

Odsávací katetr 60 cm zahnutý, standardní PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.079.06.210	6 CH	100/600
07.079.08.210	8 CH	100/600
07.079.10.210	10 CH	100/600
07.079.12.210	12 CH	100/600
07.079.14.210	14 CH	100/600
07.079.16.210	16 CH	100/600
07.079.18.210	18 CH	100/600



07.010.12.143

Odsávací katetr 60 cm atraumatický, standardní PVC, centrální a dva boční otvory

Katalogové číslo	Vnější průměr	Balení
07.010.10.143	10 CH	100/600
07.010.12.143	12 CH	100/600
07.010.14.143	14 CH	100/600
07.010.16.143	16 CH	100/600




EKG elektrody




EKG elektrody, dospělé

Kat.č.	Název	Materiál	Gel	Rozměr	RTG kontrastní	Balení
19.000.00.110	Typ 110	PE-pěna	Solid-Gel	prům. 45 mm	ano	300/3600
19.000.00.112	Typ 112	PE-pěna	Tekutý gel	45 x 32 mm	ne	300/3600
19.000.00.400	Typ 400	PE-pěna	Solid-Gel	prům. 40 mm	ne	300/1500
19.000.00.405	Typ 405	PE-pěna	Tekutý gel	prům. 45 mm	ano	300/3600
19.000.00.454	Typ 454	PE-pěna	Tekutý gel	45 x 28 mm	ano	300/3600
19.000.00.459	Typ 459	PE-pěna	Tekutý gel	45 x 32 mm	ano	300/3600
19.000.00.460	Typ 460, pro 24h EKG	Netkaná textilie	Tekutý gel	prům. 60 mm	ano	300/3600
19.000.00.558	Typ 558, excentrický konektor	PE-pěna	Tekutý gel	50 x 30 mm	ano	300/3600
19.000.00.715	EKG – TAB – elektroda	PE-pěna	Solid-Gel	26 x 25 mm, 10 elektrod na pásku	ano	500/5000
19.000.02.459	Typ 2459	PE-pěna	Solid-Gel	41 x 32 mm, 6 elektrod na perforovaném pásku	ano	300/3600
19.000.01.405	Typ 1405	PE-pěna	Tekutý gel	prům. 45 mm, 6 elektrod na perforovaném pásku	ano	300/3600
19.000.00.114	Typ 114	PE-pěna	Hydro-Gel	prům. 50 mm	ano	300/3600



19.000.00.110



19.000.00.114



19.000.00.459



EKG elektrody, dětské

Kat.č.	Název	Materiál	Gel	Rozměr	RTG kontrastní	Balení
19.000.00.457	Typ 457, dětská	PE-pěna	Tekutý gel	prům. 35 mm	ano	300/3600
19.000.00.462	Typ 462, dětská	Netkaná textilie	Solid-Gel	prům. 35 mm	ano	300/3600
19.000.00.505	Typ 505, dětská	PE-pěna	Solid-Gel	prům. 35 mm	ano	300/3600



19.000.00.457

EKG elektrody, novorozenecké, 500 mm pevně připojený kabel

Kat.č.	Gel	Rozměr	RTG kontrastní	Balení
19.000.00.918	Hypoalergenní hydro-gel	23 mm / konektor 1,5 mm	ne	150
19.000.00.917	Hypoalergenní hydro-gel	23 mm / konektor čtvercový 1,5 mm	ne	150
19.000.00.916	Hypoalergenní hydro-gel	23 mm / konektor čtvercový 4 mm	ne	150
19.000.00.920	Hypoalergenní hydro-gel	23 mm / konektor 4 mm	ne	150



19.000.00.920



EKG elektrody, příslušenství

Kat.č.	Název	Balení
19.000.00.334	TAB klip pro připevnění TAB elektrody	10
93.050.00.435	Gel pro sonografii, 500 ml	24
93.050.00.443	Gel pro sonografii, 1000 ml	12
93.050.00.052	Gel pro sonografii, 5000 ml, vak s ko- houtkem	1
0008	Gel pro sonografii, 500 ml	20



19.000.00.334



93.050.00.435



Secco

Systém managementu stolice se super-absorpční technologií

Náhradní sáčky

Proplachový systém

**Secco****Zajistí více než pacientovu důstojnost**


52.000.00.100

- v důsledku nemocí spojených s přítomností *C. difficile* se u každého případu značně zvyšují náklady na prodlouženou hospitalizaci.
- pacienti postižení fekální inkontinencí jsou 3x více ohroženi vznikem proleženin ve srovnání s pacienty kontinentními.
- systém managementu stolice Secco je velmi efektivní a ekonomicky nenáročný.

Popis	Kat. číslo	Balení
Secco set včetně 3 ks sáčků 1,5 l	52.000.00.100	6 ks
Secco sběrné sáčky 10 ks	52.000.00.200	1 balení

Set obsahuje:

- flexibilní rektální katetr s nízkou manžetou a proplachovým portem
- 3 x 1 500 ml sběrný sáček se superabsorpční složkou
- držák s páskou pro fixaci na rám postele s otočným konektorem katetru
- 45 ml stříkačku
- katetrovou svorku
- detailní návod k použití



Secco

předchází fekální kontaminaci, udržuje pacienta ve zdravém prostředí

Secco systém managementu stolice je uzavřený katetrový systém pro management tekuté a polotekuté stolice při epizodické fekální inkontinenci

- snižuje riziko rozpadu kůže a vzniku dekubitů
- brání šíření nozokomiálních nákaz
- snižuje počet komplikací, které mohou prodloužit hospitalizaci
- chrání před infekcí rány po chirurgických výkonech
- odstraňuje zápach a zvyšuje pohodlí pacienta
- snižuje náklady na zvládnutí fekální inkontinence
- obnovuje pacientovu důstojnost




Proplachový (modrý) a retenční (bílý) konektor



Držák s fixační páskou



Jednorázová stříkačka, 45 ml





Secco


Bezpečné a jednoduché používání

Secco je vybaveno unikátní super-absorpční technologií, která váže infekční tekutou stolicí. Zabraňuje šíření infekčních materiálů. EasyFlush zápachu vzdorný obal zabraňuje zablokování trubice a efektivně zadržuje zápach.

- bezpečné a jednoduché použití
- jednoduchá manipulace
- snadná aplikace
- jednoduchá likvidace



Deodorační filtr



1500 ml kolekční super-absorpční sáček



Nízkotlaká manžeta s rtg kontrastním proužkem a značkou pro určení pozice



DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim
tel.: 541 422 070
fax: 541 422 071
www.dahlhausen.cz
e-mail: info@dahl.cz

Katalog DH CZ / 2019/ANE

